

Klercide

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Klercide 70/30 IPA WFI Spray / Клерсайд 70/30 – 70% Изопропиловый спирт с водой для инъекций, спрей

Стерильное дезинфицирующее средство на основе ИПС (изопропилового спирта) 70% об. в смеси с водой для инъекций (WFI).



Код (старый)	Код(новый)	Описание	Объем	Упаковка
3035380	3078560	Klercide 70/30 IPA WFI Spray Клерсайд 70/30	500 мл	12 x 0,5 л.
3035400	3078540 3083840	70% Изопропиловый спирт с водой для инъекций, спрей	1 литр	6 x 1,0 л.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Стерильный спирт для использования в помещениях класса GMP “А” и “В” для любых твердых поверхностей.

Средство профильтровано 0,2 мкм., разлито в стерильных условиях класса GMP “А”, упаковано в тройной полиэтиленовый пакет в условиях класса GMP “С” и подвергнуто финишной стерилизации - излучением 25 кГр. LAL-тест.

Закрытая система SDS (SteriShield Delivery System – Система Стерильной Доставки) позволяет сохранять средство стерильным все время использования.

Klercide Sporocidal Active Chlorine / Клерсайд Спороцидал Эктив Хлорин



Стерильное дезинфицирующее средство на основе гипохлорита натрия в смеси с деионизированной водой.

Широкого спектра антибактериальной и фунгицидной активности, включая спороцидную.

Код (новый)	Код (старый)	Описание	Объем	Упаковка
3078930	3033610	Klercide Sporocidal Active Chlorine	1 л	6 бутылок x 1 л
3078950	3033620	Клерсайд Спороцидал Эктив Хлорин	5 л	4 канистры x 5 л

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Для использования в помещениях класса GMP "А" и "В" для любых твердых поверхностей, не контактирующих с производимым продуктом.

Средство профильтровано 0,2 мкм., разлито в стерильных условиях класса GMP "А", упаковано в тройной полиэтиленовый пакет в условиях класса GMP "С" и подвергнуто финишной стерилизации γ -излучением 25 кГр.

Закрытая система SDS позволяет сохранять средство стерильным все время использования.

Klercide Amine UDC (Unit Dose Concentrate) / Клерсайд Амин концентрат, разовая доза

Стерильное дезинфицирующее средство на основе третичных аминов в смеси с деионизированной водой.



Код (новый)	Описание	Упаковка
3078720	Klercide Amine UDC (Unit Dose Concentrate) /Клерсайд Амин концентрат, разовая доза	50 бутылок по 100 мл.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Концентрат третичных аминов (ЧАС) для использования в помещениях класса GMP “А” и “В” для любых твердых поверхностей, не контактирующих с производимым продуктом. Средство профильтровано 0,2 мкм., разлито в стерильных условиях класса GMP “А”, упаковано в тройной полиэтиленовый пакет в условиях класса GMP “С” и подвергнуто финишной стерилизации γ -излучением 25 кГр.

Эффективное дезинфицирующее средство при ротации.

Клерсайд Амин имеет широкий спектр активности, что позволяет удалять существующие микробиологические загрязнения в условиях чистых помещений. Дезсредство разрабатывалось для использования в программе ротации совместно с другими стерильными дезинфицирующими средствами Ecolab для чистых помещений. Клерсайд Амин – стерильное дезинфицирующее средство для чистых помещений. Содержит в качестве действующего вещества раствор третичного амина в воде соответствующего качества. Имеет широкий спектр активности даже в условиях сильной загрязненности поверхности. Не требует дополнительных активаторов. Для применения на фармацевтических и биотехнологических предприятиях.

Klercide Low Residue Quat / Клерсайд Лоу Ресидью Кват

Стерильное дезинфицирующее средство на основе ЧАС (четвертичных аммониевых солей) низкой рабочей концентрации в смеси с водой для инъекций.



Код (новый)	Описание	Упаковка
3078740	Klercide Low Residue Quat	6 бутылок по 1 л.
3078730	Клерсайд Лоу Ресидью Кват	4 канистры по 5 л.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Для использования в помещениях класса GMP "А" и "В" для любых твердых поверхностей, не контактирующих с производимым продуктом. Средство фильтровано 0,2 мкм., разлито и упаковано в тройной полиэтиленовый пакет в асептических условиях класса GMP "А". Закрытая система SDS позволяет сохранять средство стерильным все время использования.

Klercide Neutral Detergent / Клерсайд Нейтрал Детергент

Стерильное нейтральное моющее средство для очистки поверхностей и наружных частей оборудования в помещениях GMP классов А, В.



Код (новый)	Код (старый)	Описание	Упаковка
3078790	3035200	Klercide Neutral Detergent / Клерсайд Нейтрал Детергент	6 бутылок по 1 л.

Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide / Клерсайд Спороцидал Лоу Ресидью Пероксайд

Стерильное дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода 6% в смеси с водой для инъекций.



Код (новый)	Код (старый)	Описание	Упаковка
3079100	3035270	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	6 бутылок по 1 л.
3079120	3035280	Клерсайд Спороцидал Лоу Ресидью Пероксайд	4 канистры по 5 л.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Для использования в помещениях класса GMP "A" и "B" для любых твердых поверхностей. Средство фильтровано 0,2 мкм., разлито и упаковано в тройной полиэтиленовый пакет в асептических условиях класса GMP "A". Закрытая система SDS позволяет сохранять средство стерильным все время использования.

Klercide Neutral Detergent UDC (Unit Dose Concentrate)/Клерсайд Нейтрал Детергент концентрат, разовая доза

Стерильное нейтральное моющее средство для очистки поверхностей и наружных частей оборудования в помещениях GMP классов А, В.



Код (новый)	Код (старый)	Описание	Упаковка
3078810	3057900	Klercide Neutral Detergent UDC (Unit Dose Concentrate) / Клерсайд Нейтрал Детергент концентрат, разовая доза	50 бутылок по 100 мл.

Klercide 70/30 IPA DI Spray / Клерсайд 70/30 – 70% Изопропиловый спирт с деионизированной водой, спрей



Стерильное дезинфицирующее средство на основе ИПС (изопропилового спирта 70% об. в смеси с деионизированной водой (DI)). Соответствует требованиям GMP.

Код (новый)	Код (старый)	Описание	Объем	Упаковка
3035300	3035300	Klercide 70/30 IPA DI Spray Клерсайд 70/30	1 литр	6 x 1,0 л.
3078470	3035310	70% Изопропиловый спирт с деионизированной водой, спрей	4 литра	4 x 4,0 л.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Для использования в помещениях класса GMP “А” и “В” для любых твердых поверхностей, контактирующих с производимом продуктом.

Средство профильтровано 0,2 мкм., разлито в стерильных условиях класса GMP “А”, упаковано у тройной полиэтиленовой пакет в условиях класса GMP “С” и подвергнуто финишной стерилизации ?-излучением 25 кГр. Закрытая система SDS (SteriShield Delivery System – Система Стерильной Доставки) позволяет сохранять средство стерильным все время использования.

Klercide Low Residue Quat Concentrate / Клерсайд Лоу Ресидью Кват концентрат



Концентрированное стерильное дезинфицирующее средство на основе ЧАС (четвертичных аммониевых солей) низкой концентрации в смеси с деионизированной водой.

Код (новый)	Код (старый)	Описание	Упаковка
3078760	3057850	Klercide Low Residue Quat Concentrate Клерсайд Лоу Ресидью Кват концентрат	4 канистры по 5 л.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Для использования в помещениях класса GMP "А" и "В" для любых твердых поверхностей, не контактирующих с производимым продуктом. Средство фильтровано 0,2 мкм., разлито и упаковано в двойной полиэтиленовый пакет в асептических условиях класса GMP "А".

Klercide Amine / Клерсайд Амин

Стерильное дезинфицирующее средство на основе третичных аминов в смеси с деионизированной водой.



Код (новый)	Описание	Упаковка
3078680	Klercide Amine	6 бутылок по 1 л.
3078670	Клерсайд Амин	4 канистры по 5 л.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Третичные амины в смеси с деионизированной водой для использования в помещениях класса GMP "А" и "В" для любых твердых поверхностей, не контактирующих с производимым продуктом. Средство профильтровано 0,2 мкм., разлито в стерильных условиях класса GMP "А", упаковано в тройной полиэтиленовый пакет в условиях класса GMP "С" и подвергнуто финишной стерилизации γ -излучением 25 кГр. Закрытая система SDS позволяет сохранять средство стерильным все время использования. Применяется для дезинфекции на фармацевтических предприятиях: помещения (полы, стены, потолок), рабочие поверхности, изоляторы, трансферная дезинфекция, соответствует требованиям GMP.

Klercide 70/30 IPA DI Capped / Клерсайд 70/30 – 70% Изопропиловый спирт с деионизированной водой в канистре



Стерильное дезинфицирующее средство на основе ИПС (изопропилового спирта 70% об. в смеси с деионизированной водой (DI)).

Код (новый)	Код (старый)	Описание	Объем	Упаковка
3078460	3035320	Klercide 70/30 IPA DI Capped Клерсайд 70/30 70% Изопропиловый спирт с деионизированной водой в канистре	5 литров	4 x 5,0 л.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Для использования в помещениях класса GMP “А” и “В” для любых твердых поверхностей, не контактирующих с производимом продуктом.

Средство профильтровано 0,2 мкм., разлито в стерильных условиях класса GMP “А”, упаковано у тройной полиэтиленовой пакет в условиях класса GMP “С” и подвергнуто финишной стерилизации ?-излучением 25 кГр. Закрытая система SDS (SteriShield Delivery System – Система Стерильной Доставки) позволяет сохранять средство стерильным все время использования.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	